

DESINFECTANTE PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO

CELLBAC AP - CT314

APRESENTAÇÃO

O **CELLBAC AP** é um produto líquido, aquoso, de cor acastanhada e odor característico.

COMPOSIÇÃO

O **CELLBAC AP** é um biocida líquido formulado à base de isotiazolinonas.

UTILIZAÇÃO

O **CELLBAC AP** é um biocida de amplo espectro para o controlo de bactérias, fungos e algas, não oxidante, recomendado no tratamento de águas de sistemas de arrefecimento abertos e fechados, lavadores de ar e na pasteurização de cervejas.

MODO DE EMPREGO

O **CELLBAC AP** deve ser doseado sem qualquer diluição e de acordo com o programa estabelecido.

O doseamento de **CELLBAC AP** deverá ser efectuado via sistema de alimentação fechado, que é um sistema em que o produto se move desde o recipiente de armazenamento até ao meio a tratar, sem exposição ao ar atmosférico.

COMPATIBILIDADES

O **CELLBAC AP** é compatível com: BUNA-N, hypalon, plasite 4005, polietileno, PVC (cloreto de polivinilo), aço inoxidável 816L, teflon, vinil. E incompatível com: alumínio, latão, aço carbono, neopreno, níquel, plasite 6000, plasite 7122 e aço inoxidável 304.

PRECAUÇÕES

- Produto de utilização exclusivamente industrial. Manter fora do alcance das crianças.
- Irritante para a pele. Evitar o contacto com a pele e olhos. Usar luvas de protecção no seu manuseamento.
- Risco de lesões oculares graves. Usar equipamento protector adequado para os olhos e rosto. Em caso de contacto lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
- Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.
- Utilizar de preferência em locais bem ventilados.

ARMAZENAGEM

Conservar as embalagens fechadas e armazenadas em local fresco.