

INIBIDOR DE INCRUSTAÇÕES E CORROSÃO

CELLNIBECAL – CT308

APRESENTAÇÃO

O **CELLNIBECAL** é um produto líquido, de base aquosa, transparente e ligeiramente amarelado, sem odor.

COMPOSIÇÃO

O **CELLNIBECAL** é constituído por agentes anti-incrustantes e anticorrosivos, combinados com uma mistura de fosfonatos e polímeros dispersantes à base de poliacrilatos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Forma: Líquido
- Cor: Levemente amarelado
- Odor: Praticamente inodoro
- pH: 12,0, a 20°C
- Densidade: $1,16 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$, a 20°C

UTILIZAÇÃO

O **CELLNIBECAL** é especialmente recomendado na prevenção de formação tanto de incrustações calcárias, como de corrosão, formando um filme protector sobre as superfícies metálicas e mantendo as instalações livres de depósitos.

MODO DE EMPREGO

Utilizar o **CELLNIBECAL** puro ou diluído em água, podendo no entanto, ser doseado proporcionalmente à água de alimentação em local que seja possível uma rápida homogeneização.

TRATAMENTO INICIAL: Adicionar **CELLNIBECAL** durante 7 a 10 dias, utilizando uma dosagem 3 a 5 vezes superior ao tratamento de manutenção.

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: Garantir uma concentração de **CELLNIBECAL** de 60 a 80 ppm. Outras concentrações podem ser utilizadas de acordo com as características do sistema a tratar.

PROPRIEDADES

- Eficaz numa ampla gama de pH.
- Mantém os equipamentos livres de depósitos.
- Compatível com biocidas oxidantes, nomeadamente hipoclorito de sódio.
- Baixa toxicidade.

PRECAUÇÕES

- Não utilizar em sistemas de águas potável.
- Usar luvas e óculos de protecção no seu manuseamento.
- Produto de utilização profissional / industrial. Manter fora do alcance das crianças.

ARMAZENAGEM

- Conservar nas embalagens originais e fechadas, à temperatura ambiente.